



*Go* FORM  
ITALIA

art. **Dave**  
Made in Italy

CE  
UNI EN 14683:2019

**MASCHERINE CHIRURGICHE**  
SURGICAL MASKS  
MASQUES CHIRURGICAUX


*Go* FORM



Made in Italy



UNI EN 14683:2019



Made in Italy



UNI EN 14683:2019

**Ferretto Nasale**  
Nasal Adapter  
Clip Nasal



### Cosa devi sapere sulle mascherine chirurgiche

L'art. **Dave** è una mascherina chirurgica monouso, marchiata come **dispositivo medico di classe 1, CE** (Regolamento UE 745/2017), con potere filtrante **BFE>95%**.

### What you need to know about surgical masks

The Item **DAVE** is a disposable surgical mask, marked as **Class 1 medical supply CE** (EU Regulation 745/2017), with filtering power **BFE>95%**.

### Ce que vous devez savoir sur les masques chirurgicaux

Art. **Dave** est un masque chirurgical al à usage unique, marqué en tant que **dispositif médical de classe 1, CE** (Réglementation UE 745/2017), avec un pouvoir filtrant **BFE>95%**.

### MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO

- Art. Dave
- BFE>95%
- Dispositivo medico di classe 1

Tessuto esterno: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 30  
 Tessuto intermedio: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 22  
 Tessuto interno: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 30

### MASQUES CHIRURGICAUX À USAGE UNIQUE

- Art. Dave
- BFE>95%
- Dispositif médical de classe 1

Tissu externe: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30  
 Tissu intermédiaire: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 22  
 Tissu intérieur: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30

### DISPOSABLE SURGICAL MASKS

- Art. Dave
- BFE>95%
- Class 1 medical supply

External fabric: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30  
 Inside fabric: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 22  
 Internal fabric: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30

Made in Italy



UNI EN 14683:2019




**Cucito Manualmente**  
Manual Stitching  
Couture Manuelle


Made in Italy



UNI EN 14683:2019



Lunghezza del laccio / Length of the elastic lace / Longueur de l'élastique : 20 cm



Verde / Green / Vert

Giallo / Yellow / Jaune

Arancione / Orange / Orange

**Lacci Fluo per Bambini**  
Fluo Laces for Children  
Élastiques Fluo pour Enfants



## COME INDOSSARE UNA MASCHERINA

HOW TO WEAR A FACE MASK / COMMENT PORTER UN MASQUE FACIAL



1

2

3

4

5

Pulire le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani

Tenere la mascherina per i lacci e posizionarne uno a ciascun orecchio

Modellare o stringere il bordo rigido sul naso

Posizionare la parte inferiore della maschera sopra la bocca ed il mento

Evitare di toccare la parte esterna della mascherina quando indossata

Clean your hands with soap and water or hand sanitizer

Hold the lace mask and place a lace around each ear

Model or pinch the stiff edge on the shape of your nose

Put the bottom of the mask over your mouth and chin

Avoid touching the front of the mask when you wear it

Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains

Tenez le masque par les élastiques et placez-en un sur chaque oreille

Façonnez ou serrez le bord rigide sur le nez

Placez la partie inférieure du masque sur votre bouche et votre menton

Évitez de toucher l'extérieur du masque lorsqu'il est porté





**Go-Form srl**

Via Corticella 5/7/9, Valenzatico (PT), Italy  
Tel: +39 0573 790066 - Fax: +39 0573 734332

E-mail: [info@go-form.it](mailto:info@go-form.it) - [www.go-form.it](http://www.go-form.it)

**FORMITALIA Group spa**  
ISO 9001:2015