



Go - **FORM**
ITALIA

art. **Dave**
Made in Italy

CE
UNI EN 14683:2019

**Termosaldato
Thermosealed
Thermoscellé**


MASCHERINE CHIRURGICHE
SURGICAL MASKS
MASQUES CHIRURGICAUX

JUNIOR

Made in Italy



UNI EN 14683:2019



Cosa devi sapere sulle mascherine chirurgiche

L'art. **Dave** è una mascherina chirurgica monouso, marchiata come **dispositivo medico di classe 1, CE** (Regolamento UE 745/2017), con potere filtrante **BFE>95%**.

What you need to know about surgical masks

The Item **DAVE** is a disposable surgical mask, marked as **Class 1 medical supply CE** (EU Regulation 745/2017), with filtering power **BFE>95%**.

Ce que vous devez savoir sur les masques chirurgicaux

Art. **Dave** est un masque chirurgical al à usage unique, marqué en tant que **dispositif médical de classe 1, CE** (Réglementation UE 745/2017), avec un pouvoir filtrant **BFE>95%**.


Made in Italy



UNI EN 14683:2019

Ferretto Nasale

Nasal Adapter
Clip Nasal



MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO

- Art. Dave
- BFE>95%
- Dispositivo medico di classe 1
- Prodotto sanificato

Tessuto esterno: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 30
 Tessuto intermedio: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 22
 Tessuto interno: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLIPROPILENE Gr. M² 30

MASQUES CHIRURGICAUX À USAGE UNIQUE

- Art. Dave
- BFE>95%
- Dispositif médical de classe 1
- Produit désinfecté

Tissu externe: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30
 Tissu intermédiaire: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 22
 Tissu intérieur: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30

DISPOSABLE SURGICAL MASKS

- Art. Dave
- BFE>95%
- Class 1 medical supply
- Sanitized

External fabric: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30
 Inside fabric: TNT MELTBLOWN-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 22
 Internal fabric: TNT SPUNBOND-NON WOVEN 100% POLYPROPYLENE Gr. M² 30

Made in Italy




UNI EN 14683:2019

Made in Italy




UNI EN 14683:2019




col. JEANS

col. BIANCO



col. CELESTE

col. ROSA



col. AZZURRO

col. FUCSIA



COME INDOSSARE UNA MASCHERINA

HOW TO WEAR A FACE MASK / COMMENT PORTER UN MASQUE FACIAL



Pulire le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani

Clean your hands with soap and water or hand sanitizer

Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains



Tenere la mascherina per i lacci e posizionarne uno a ciascun orecchio

Hold the lace mask and place a lace around each ear

Tenez le masque par les élastiques et placez-en un sur chaque oreille



Modellare o stringere il bordo rigido sul naso

Model or pinch the stiff edge on the shape of your nose

Façonnez ou serrez le bord rigide sur le nez



Posizionare la parte inferiore della maschera sopra la bocca ed il mento

Put the bottom of the mask over your mouth and chin

Placez la partie inférieure du masque sur votre bouche et votre menton



Evitare di toccare la parte esterna della mascherina quando indossata

Avoid touching the front of the mask when you wear it

Évitez de toucher l'extérieur du masque lorsqu'il est porté



Go-Form srl

Via Corticella 5/7/9, Valenzatico (PT), Italy
Tel: +39 0573 790066 - Fax: +39 0573 734332

E-mail: info@go-form.it - www.go-form.it

FORMITALIA Group spa
ISO 9001:2015
